

Anti-Inibina Alfa (Inha) Pab De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05111

Número do item: CM0024372

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Inibina alfa (INHA) humana, validado para WB, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Essencial para pesquisas em endocrinologia reprodutiva e eixo HPG.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Inibina alfa (INHA) pAb de coelho
Observações/Alias	INHA; Inibina alfa (INHA)
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3623
GeneID	3623
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-300 da Inibina alfa (INHA) humana (NP_002182.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05111
Peso Proteico	40kDa
Envio	Bolsa de gelo