


Anticorpo Monoclonal Anti-Inibina Beta A (Inhba) De Coelho Para Wb, If/Icc E Elisa - P08476

Número do item: CM0012417



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Inibina beta A (INHBA) humana para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Dá suporte a pesquisas em endocrinologia reprodutiva, diferenciação de células-tronco e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra Inibina beta A (INHBA)
Observações/Apelido	EDF; FRP; Inibina beta A (INHBA)
Espécie	Humana
ID do gene	3624 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 da INHBA humana (P08476)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P08476
Peso da proteína	47 kDa
Transporte	Bolsa de gelo