


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Inibina Beta A Para Wb, Elisa - P08476

Número do item: CM0029888



introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado à Inibina beta A humana (INHBA), com reação cruzada com camundongo. Adequado para Western blot e ELISA, apoiando pesquisas em biologia reprodutiva, manutenção de células-tronco e fibrose. Fornecido pela CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Inibina beta A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	EDF; FRP; Inibina beta A (INHBA)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3624
GeneID	3624
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Inibina beta A humana (NP_002183.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P08476
Peso da Proteína	47kDa
Transporte	Bolsa de gelo