

Anticorpo Monoclonal Anti-Inos Para Wb, If/Icc, Elisa - P35228

Número do item: CM0010644



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à iNOS humana (NOS2), adequado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Apresenta reação cruzada com a iNOS de camundongo. Ideal para o estudo da inflamação, da resposta imune e da sinalização do óxido nítrico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	iNOS Rabbit mAb
Observações/Apelidos	NOS; INOS; NOS2A; HEP-NOS
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4843
GeneID	4843
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P35228
Peso da proteína	131 kDa
Transporte	Bolsa de gelo