

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Inos Para Wb, If/Icc, Elisa - P29477

Número do item: CM0012551



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-iNOS de alta qualidade validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com iNOS de rato, humano e rato (Swiss-Prot P29477). Ideal para estudar a sinalização do óxido nítrico e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	iNOS Rabbit mAb
Observações/Apelido	iNOS; Nos-2; Nos2a; i-NOS; NOS-II; MAC-NOS
Espécie	Rato
ID do Gene (Humano)	4843
ID do Gene	18126
Imunogénio	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do iNOS de rato (NP_035057.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P29477
Peso Proteico	131 kDa
Envio	Saco de gelo