

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Inos Para Wb - P35228

Número do item: CM0012183



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra iNOS humano (P35228), adequado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Produzido usando imunógeno de proteína recombinante (aa 2-200).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	iNOS Rabbit mAb
Observações/Apelido	NOS; INOS; NOS2A; HEP-NOS; iNOS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4843
GeneID	4843
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-200 do iNOS humano (P35228)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P35228
Peso da Proteína	131 kDa
Envio	Saco com gelo