


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Inos Para Wb E Elisa - P35228

Número do item: CM0016394



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra iNOS humana (sintase induzível do óxido nítrico) para WB e ELISA; apresenta reação cruzada com amostras humanas e de camundongo. Adequado para pesquisas sobre inflamação, biologia de macrófagos e sinalização de NO.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	iNOS Rabbit pAb
Observações/Alcunha	NOS; INOS; NOS2A; HEP-NOS; iNOS
Espécie	Humana
GeneID (humano)	4843
GeneID	4843
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 974-1143 da iNOS humana (NP_000616.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P35228
Peso da proteína	131 kDa
Envio	Bolsa de gelo