

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Inpp1 Para Wb E Elisa - P49441

Número do item: CM0013128

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à INPP1 humana (inositol polifosfato 1-fosfatase), adequado para Western blot e ELISA. Validado para reatividade humana; o imunógeno cobre os resíduos 1-180.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	INPP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	INPP1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3628
GeneID	3628
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 da INPP1 humana (NP_002185.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P49441
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Gelo reciclável