

Anticorpo Policlonal Anti-Inpp4A Para Wb, Elisa - Q96Pe3

Número do item: CM0029878

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a INPP4A humano (Q96PE3), adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Detecta a região N-terminal para estudar a sinalização de fosfoinosítídeos e neuroproteção.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	INPP4A Rabbit pAb
Observações/Alias	INPP4; TVAS1; INPP4A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3631
GeneID	3631
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 de INPP4A humano (NP_004018.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96PE3
Peso da Proteína	110kDa
Envio	Saco de gelo