

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Inpp4B Para Wb E Elisa - O15327

Número do item: CM0022071

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra INPP4B humana, validado para WB e ELISA. Reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudar a função da fosfatase lipídica e a sinalização PI3K-AKT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	INPP4B Rabbit pAb
Observações/Alias	INPP4B
Espécie	Humana
ID do Gene (humano)	8821
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 380-600 da INPP4B humana (NP_003857.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15327
Peso Proteico	105kDa
Envio	Bolsa de gelo