

## Anticorpo Policlonal Anti-Inpp5A Para Western Blot E Elisa - Q14642

Número do item: CM0025293

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o INPP5A humano (5PTase) para estudos de sinalização de fosfato de inositol. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para análise de tecidos cardíacos, cerebrais e musculares.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | INPP5A pAb de Coelho                                                                                                                              |
| Observações/Apelido | 5PTASE; INPP5A                                                                                                                                    |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                            |
| ID do Gene (Humano) | 3632                                                                                                                                              |
| ID do Gene          | 3632                                                                                                                                              |
| Imunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-200 do INPP5A humano (NP_005530.3). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                            |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Camundongo, Rato                                                                                                                                  |
| SWISS               | Q14642                                                                                                                                            |
| Peso da Proteína    | 48kDa                                                                                                                                             |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                                      |