

Anticorpo Policlonal Anti-Inpp5E Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nrr6

Número do item: CM0023841



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-INPP5E de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, ELISA, reativo cruzado com humano, rato, camundongo. Ideal para estudar sinalização de fosfoinosítídeos e pesquisa sobre ciliopatias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	INPP5E Rabbit pAb
Observações/Apelido	CPD4; CORS1; JBTS1; MORMS; PPI5PIV; pharbin; INPP5E
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	56623
GeneID	56623
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 510-630 do INPP5E humano (NP_063945.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NRR6
Peso Proteico	70kDa
Envio	Saco de gelo