

Anticorpo Policlonal Anti-Inpp5J Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15735

Número do item: CM0027831

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra INPP5J (PIPP, INPP5) para WB, IF/ICC, ELISA. Validado em humano, camundongo, rato. Peso alvo 107kDa. SWISS Q15735. Ideal para pesquisa de sinalização de fosfoinosítídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	INPP5J pAb Coelho
Observações/Apelido	PIPP, INPP5, PIB5PA, INPP5J
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27124
GeneID	27124
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-360 do INPP5J humano (NP_001002837.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15735
Peso da Proteína	107kDa
Envio	Saco com gelo