

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Inpp5K Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bt40

Número do item: CM0029693

introdução

Anticorpo Policloonal de Coelho Anti-INPP5K validado para WB, IF/ICC, ELISA em Humano, Camundongo e Rato. Ideal para estudos de sinalização por inositol fosfato, regulação do citoesqueleto de actina e captura de glicose mediada por insulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	INPP5K Rabbit pAb
Observações/Alias	PPS; SKIP; MDCCAIID; INPP5K
Espécie	Humano
GeneID	51763
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 149-448 da INPP5K humana (NP_057616.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BT40
Peso Proteico	51kDa
Envio	Bolsa de gelo