

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Insig2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5U4

Número do item: CM0021114



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à INSIG2 humana, validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com proteínas humanas, de camundongo e de rato. A INSIG2 é uma proteína-chave de ligação a oxisteróis que regula a síntese de colesterol por meio da retenção de SREBP e da degradação de HMGCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	INSIG2 Rabbit pAb
Observações/Alias	INSIG-2; INSIG2
Espécie	Humana
GeneID (humano)	51141
GeneID	51141
Imunógeno	Peptídeo sintético — um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 da INSIG2 humana (NP_057217.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9Y5U4
Peso da proteína	25 kDa
Transporte	Bolsa de gelo