

Anticorpo Monoclonal Anti-Insr/Igf1R Para Wb E Elisa - P06213 / P08069

Número do item: CM0007720



introdução

Anti-INSR/IGF1R mAb de coelho para WB e ELISA, direcionado aos receptores de insulina/IGF-1 humano, de camundongo e rato (156 kDa). Ideal para pesquisa em transdução de sinal, metabolismo e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	INSR/IGF1R mAb de Coelho
Observações/Apelidos	HHF5; CD220; IGFR; CD221; IGFR; JTK13; INSR/IGF1R
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3643/3480
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1100-1200 de INSR/IGF1R humano. (NP_000199.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06213/P08069
Peso da Proteína	156kDa
Envio	Saco de gelo