

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Receptor De Insulina Para Wb, Elisa - P06213

Número do item: CM0002473



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra o receptor de insulina humano (P06213), validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de insulina e doenças metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Receptor de Insulina mAb de Coelho
Observações/Apelido	HHF5; CD220; Receptor de Insulina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3643
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 900-1000 do Receptor de Insulina humano (P06213).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06213
Peso da Proteína	156kDa
Envio	Saco com gelo