


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Integrina Alfa 1 (Itga1/Cd49A) Para Wb E Elisa - P56199

Número do item: CM0006361



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa a integrina alfa-1 humana (ITGA1/CD49a), validado para WB e ELISA. Receptor de laminina/colagénio envolvido na adesão celular. Ideal para aplicações de investigação e diagnóstico.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro              | Valor                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto        | Integrina alfa 1 (ITGA1/CD49a) mAb de Coelho                                                                                                         |
| Observações/Pseudônimo | VLA1; CD49a; Integrina alfa 1 (ITGA1/CD49a)                                                                                                          |
| Espécie                | Humano                                                                                                                                               |
| ID do Gene (Humano)    | 3672                                                                                                                                                 |
| ID do Gene             | 3672                                                                                                                                                 |
| Imunogénio             | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-1141 da integrina alfa-1 humana (ITGA1/CD49a) (NP_852478.1). |
| Fonte                  | Coelho                                                                                                                                               |
| Categoria              | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                               |
| Aplicação              | WB, ELISA                                                                                                                                            |
| Reatividade Cruzada    | Humano                                                                                                                                               |
| SWISS                  | P56199                                                                                                                                               |
| Peso da Proteína       | 131 kDa                                                                                                                                              |
| Envio                  | Saco de gelo                                                                                                                                         |