

Anticorpo Monoclonal Anti-Integrina Alfa 1/Cd49A Para Wb E If - Q3V3R4

Número do item: CM0010615

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Integrina alfa 1 de camundongo (CD49a/VLA-1), validado para WB, IF/ICC, IF-P e ELISA.

Reconhece camundongo e rato. Para uso em investigação da adesão celular e da sinalização das integrinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra Integrina alfa 1/CD49a
Observações/Alcunha	Vla1; CD49A; E130012M19Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	3672
GeneID	109700
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-1141 da Integrina alfa 1/CD49a de camundongo (NP_001028400.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q3V3R4
Peso da proteína	131 kDa
Envio	Bolsa de gelo