


Anti-Integrina Alfa 1/Cd49A Rabbit Polymab® Para Wb, Elisa - P56199 / Q3V3R4

Número do item: CM0008941



introdução

Anticorpo monoclonal anti-Integrina alfa 1/CD49a Rabbit PolymAb® de alta qualidade, validado para WB e ELISA, com reatividade em humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudar a sinalização do receptor de laminina/colágeno na adesão celular e na regulação do crescimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Integrina alfa 1/CD49a Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	VLA1; CD49a
Espécies	Humano/Camundongo
ID do gene (humano)	3672
ID do gene (camundongo)	109700
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-1141 da Integrina alfa 1/CD49a humana/de camundongo (NP_852478.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P56199/Q3V3R4
Peso da proteína	131 kDa
Envio	Bolsa de gelo