


Anticorpo Monoclonal Anti-Integrina Alfa 4 (Itga4/Cd49D) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P13612

Número do item: CM0012740



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao ITGA4 humano (CD49d), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Um reagente fundamental para estudar a adesão mediada por integrinas e as vias de tráfego de leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho para Integrina alfa 4 (ITGA4/CD49d)
Observações/Apêndice	IA4; CD49D; Integrina alfa 4 (ITGA4/CD49d)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3676
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 933-1032 da Integrina alfa 4 humana (ITGA4/CD49d) (P13612)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P13612
Peso Proteico	115kDa
Envio	Saco de gelo