


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Integrina Alfa 4 (Itga4/Cd49D) Para Wb, Elisa - P13612

Número do item: CM0017999



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Integrina alfa 4 humana (ITGA4/CD49d), validado para Western blot (WB) e ELISA. Adequado para pesquisas sobre adesão celular e tráfego de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra Integrina alfa 4 (ITGA4/CD49d)
Observações/Apelido	IA4; CD49D; Integrina alfa 4 (ITGA4/CD49d)
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	3676
ID do gene	3676
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 770-970 da Integrina alfa 4 humana (ITGA4/CD49d) (NP_000876.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P13612
Peso da proteína	115 kDa
Transporte	Bolsa de gelo