

Anticorpo Monoclonal Anti-Integrina Alfa 5 (Itga5/Cd49E) () Para Fc - P08648

Número do item: CM0010106



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a ,
direcionado à Integrina alfa-5 (ITGA5/CD49e).
Reage com amostras humanas e de
camundongo, validado para citometria de fluxo.
Ideal para estudos de adesão celular e
sinalização de receptores usando FC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-Integrina alfa 5 Humana/de Camundongo (ITGA5/CD49e)
Observações/Apelido	FNRA, CD49e, VLA-5, VLA5A
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3678
GeneID	3678
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-995 da Integrina alfa 5 humana (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P08648
Peso Proteico	115kDa
Envio	Saco de gelo