

Anticorpo Policlonal Anti-Integrina Alfa 5 (Itga5/Cd49E) Para Wb E Elisa - P08648

Número do item: CM0021116



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a integrina alfa 5 humana (ITGA5/CD49e), validado para Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Adequado para o estudo da função do receptor de fibronectina na adesão e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e), pAb de coelho
Observações/Apelido	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3678
GeneID	3678
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	P08648
Peso da proteína	115 kDa
Envio	Bolsa de gelo