

Anti-Integrina Alfa 5 (Itga5/Cd49E) Mab De Coelho Para Wb, Ihc-P, Fc (Intra), Elisa - P08648

Número do item: CM0002023



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho ITGA5 validado para WB, IHC-P, citometria de fluxo (intracelular) e ELISA. Reage cruzadamente com a subunidade do receptor de fibronectina integrina alfa-5 de humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e) mAb de Coelho
Observações/Apelido	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3678
GeneID	3678
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 950-1049 da Integrina alfa 5 humana (ITGA5/CD49e) (P08648).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, FC (intra), ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08648
Peso da Proteína	115kDa
Envio	Saco com gelo