

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Integrina Alfa 5 (Itga5/Cd49E) Para Wb, If-P, Elisa - P08648

Número do item: CM0028915



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a integrina alfa 5 humana (ITGA5/CD49e). Validado para WB, IF-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudar adesão celular, sinalização de integrinas e funções do receptor de fibronectina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e) pAb de Coelho
Observações/Apelido	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; Integrina alfa 5 (ITGA5/CD49e)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3678
GeneID	3678
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 750-1000 da integrina alfa 5 humana (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08648
Peso Proteico	115kDa
Envio	Saco de gelo