

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Integrina Alfa-6/Itga6 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P23229

Número do item: CM0005011



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra a Integrina alfa-6/ITGA6 humana (CD49f, VLA-6). Adequado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de receptor de laminina, adesão celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anti-Integrina alfa-6/ITGA6 mAb de Coelho
Observações/Apelido	JEB6; CD49f; VLA-6; ITGA6A; ITGA6B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3655
ID do Gene	3655
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 505-663 da Integrina alfa-6/ITGA6 humana (NP_000201.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23229
Peso da Proteína	127kDa
Envio	Saco de gelo