

Anticorpo Monoclonal Anti-Integrina Alfa-V (Cd51) Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P06756

Número do item: CM0008388



introdução

Anticorpo monoclonal anti-CD51 humano (integrina alfa-V) de coelho conjugado com para citometria de fluxo intracelular. Validado em amostras humanas, detecta um receptor de 116 kDa envolvido na adesão celular, migração e entrada viral por meio da ligação a ligantes RGD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-Humano CD51 de Coelho
Observações/Apelido	CD51; MSK8; VNRA; VTNR
Espécie	Humano
GeneID	3685
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 949-1048 da proteína CD51 humana (NP_002201.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06756
Peso da Proteína	116 kDa
Transporte	Bolsa de gelo