

Anticorpo Policlonal Anti-Integrina Beta 1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09055

Número do item: CM0027168



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Integrina beta 1 de camundongo (CD29), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano. Ideal para pesquisa de adesão celular e sinalização de integrinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Integrina beta 1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CD29, Fnrb, gpIIa, Gm9863, 4633401G24Rik
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3688
ID do Gene	16412
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-728 da Integrina beta 1 de camundongo (NP_034708.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P09055
Peso Proteico	88kDa
Envio	Saco de gelo