

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Integrina Beta 3 (Itgb3/Cd61) Para Wb, Ip, Fc, Elisa - P05106

Número do item: CM0003706



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra a Integrina beta 3 humana (ITGB3/CD61), validado para WB, IP, FC (intra) e ELISA. Reconhece ITGB3 humano, de camundongo e de rato; útil para estudos de adesão plaquetária e sinalização de integrina.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Integrina beta 3 (ITGB3/CD61) mAb de Coelho                                                      |
| Observações/Apelido | GT, GT2, CD61, GP3A, BDPLT2, GPIIIa, BDPLT16, BDPLT24, Integrina beta 3 (ITGB3/CD61)             |
| Espécie             | Humano                                                                                           |
| GeneID (Humano)     | 3690                                                                                             |
| GeneID              | 3690                                                                                             |
| Imunógeno           | Um peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 689-788 da Integrina beta 3 humana (P05106) |
| Fonte               | Coelho                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                           |
| Aplicação           | WB, IP, FC (intra), ELISA                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                         |
| SWISS               | P05106                                                                                           |
| Peso da Proteína    | 87kDa                                                                                            |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                    |