

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Integrina Beta 3 (Itgb3/Cd61) Para Wb, Elisa - P05106

Número do item: CM0018343



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a integrina beta 3 (ITGB3/CD61) para WB e ELISA. Reconhece a ITGB3 humana e murina, mediando a agregação plaquetária e a adesão mediada por integrinas. Imunógeno de proteína recombinante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Integrina beta 3 (ITGB3/CD61) pAb de coelho
Observações/Aliaças	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24; Integrina beta 3 (ITGB3/CD61)
Espécie	Humana
GeneID (humano)	3690
GeneID	3690
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 609-788 da ITGB3 humana (NP_000203.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	P05106
Peso da proteína	87 kDa
Envio	Bolsa de gelo