

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Integrina Beta 3 (Itgb3/Cd61) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05106

Número do item: CM0021477



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra integrina beta 3 (ITGB3/CD61), validado para WB, IHC-P e ELISA com reatividade humana, de camundongo e rato. Perfeito para pesquisa de agregação plaquetária e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Integrina beta 3 (ITGB3/CD61) pAb de Coelho
Observações/Apelido	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24; Integrina beta 3 (ITGB3/CD61)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3690
GeneID	3690
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-430 da Integrina beta 3 humana (ITGB3/CD61) (NP_000203.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05106
Peso da Proteína	87kDa
Envio	Saco com gelo