


Anticorpo Monoclonal Anti-Integrina Beta 4 (Itgb4/Cd104) Para If-P, Ihc-P, Elisa - P16144

Número do item: CM0007436



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Integrina beta-4 humana (ITGB4/CD104), validado para IF-P, IHC-P, ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Este receptor de laminina é crítico para a adesão de células epiteliais e integridade do hemidesmossomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Integrina beta 4 (ITGB4/CD104)
Observações/Apelido	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B; Integrina β 4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3691
ID do Gene	3691
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16144
Peso da Proteína	202kDa
Envio	Saco de gelo