


Anticorpo Monoclonal Anti-Integrina Beta 4 (Itgb4/Cd104) Para Wb, Elisa - P16144

Número do item: CM0011051



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante que visa a integrina beta 4 humana (ITGB4/CD104). Adequado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo. Crítico para a integridade dos hemidesmosomos e polaridade dos queratinócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Integrina beta 4 (ITGB4/CD104) mAb de Coelho
Observações/Apelido	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B; Integrina beta 4 (ITGB4/CD104)
Espécie	Humano
ID do Gene	3691
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1604-1822 da ITGB4 humana (P16144)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P16144
Peso Proteico	202kDa
Envio	Saco de gelo