

Anticorpo Monoclonal Anti-Integrina Beta 8 Para Wb, Elisa - P26012

Número do item: CM0005331

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à Integrina beta 8 humana (ITGB8). Validado para aplicações de Western blot e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para investigar vias de adesão celular, sinalização e ativação de TGF-beta mediadas por integrinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho para Integrina beta 8
Observações/Apêndice	ITGB8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3696
GeneID	3696
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 43-320 da Integrina beta 8 humana (NP_002205.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26012
Peso Molecular da Proteína	71 kDa/86 kDa
Envio	Saco de Gelo