

Anticorpo Monoclonal Anti-Integrina-B1/Cd29 Para If/Icc, Elisa - P05556

Número do item: CM0002122



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à Integrina-β1/CD29 humana (P05556). Validado para IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de adesão celular e sinalização de integrina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Integrina-β1/CD29
Observações/Apelido	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA; Integrina-β1/CD29
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3688
ID do Gene	3688
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-728 da Integrina-β1/CD29 humana (NP_002202.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05556
Peso Proteico	88kDa
Envio	Em bolsa de gelo