

Anticorpo Monoclonal Anti-Integrina-B1/Cd29 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P05556

Número do item: CM0006621



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Integrina beta-1 humana (CD29). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, FC e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas de adesão celular e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Integrina-β1/CD29 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CD29; FNRR; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA; Integrina-β1/CD29
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3688
GeneID	3688
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-728 da Integrina-β1/CD29 humana (NP_596867.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05556
Peso da Proteína	88 kDa
Envio	Saco com gelo