

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Integrina-β1/Cd29 Para Wb, If/Icc, Elisa - P05556

Número do item: CM0020043



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a Integrina-β1/CD29 humana (P05556). Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa em adesão celular e sinalização de integrina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Integrina-β1/CD29 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA; Integrina-β1/CD29
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3688
ID do Gene	3688
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-728 da Integrina-β1/CD29 humana (NP_002202.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05556
Peso Proteico	88kDa
Envio	Saco de Gelo