

Polymab® De Coelho Anti-Integrina-B1/Cd29 - P05556

Número do item: CM0003214



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Integrina-β1/CD29 humana (P05556) validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Ideal para estudos de adesão celular e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Integrina-β1/CD29 PolymAb® de Coelho
Observações/Alias	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3688
ID do Gene	3688
Imunógeno	Proteína recombinante, proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-728 da Integrina-β1/CD29 humana (NP_002202.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P05556
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Bolsa de gelo