


Anticorpo Monoclonal Anti-Integrina B5/Itgb5 Para Fc - P18084

Número do item: CM0005555



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ITGB5 reconhece especificamente a Integrina beta-5 humana. Validado para citometria de fluxo (FC), ele tem como alvo o domínio extracelular para detecção na superfície celular. Uso em pesquisa de estudos de adesão e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Integrina β5/ITGB5 mAb de coelho
Observações/Apelido	ITGB5; integrin beta-5; Integrin β5/ITGB5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3693
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 24-490 da Integrina β5/ITGB5 humana (NP_002204.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P18084
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Bolsa de gelo