


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Integrina B5/Itgb5 Para Wb E Elisa - P18084

Número do item: CM0006799



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra a Integrina $\beta 5$ (ITGB5) humana, validado para Western blot e ELISA. Imunogênio recombinante (aa 24-490). Ideal para pesquisa de adesão celular e entrada viral - P18084.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Integrina $\beta 5$ /ITGB5 mAb de Coelho
Observações/Apelido	ITGB5; integrina beta-5; Integrina $\beta 5$ /ITGB5
Espécie	Humano
GeneID	3693
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-490 da Integrina $\beta 5$ /ITGB5 humana (NP_002204.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P18084
Peso Proteico	88kDa
Envio	Saco de gelo