

Anticorpo Monoclonal Anti-Interferon Alfa 1 (Ifn-A1) Para Wb, Elisa - P01562

Número do item: CM0003407

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o Interferon alfa 1 (IFN- α 1) humano, validado para Western blot e ELISA. Ideal para estudar sinalização de interferon e pesquisa de resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Interferon alfa 1 (IFN- α 1) mAb de Coelho
Observações/Apelido	IFL; IFN; IFNA@; IFNA13; leIF D; IFN-ALPHA; IFN-alphaD; Interferon alfa 1 (IFN- α 1)
Espécie	Humano
GeneID	3439 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-189 do Interferon alfa 1 (IFN- α 1) humano (NP_076918.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01562
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo