

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Interferon Alfa 1 (Ifn-A1) Para Wb, Elisa - P01562

Número do item: CM0015455

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Interferon alfa 1 (IFN- α 1) humano, adequado para WB e ELISA. Imunógeno recombinante correspondente aos aminoácidos 24-189, validado para amostras humanas. Ideal para pesquisa de citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Interferon alfa 1 (IFN- α 1)
Observações/Apelido	IFL; IFN; IFNA@; IFNA13; leIF D; IFN-ALPHA; IFN-alphaD; Interferon alfa 1 (IFN- α 1)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3439
ID do Gene	3439
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-189 do Interferon alfa 1 (IFN- α 1) humano (NP_076918.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01562
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de gelo