


Anticorpo Monoclonal Anti-Interferon Alfa-2 (Ifn-A2) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01563

Número do item: CM0003115



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Interferon alfa-2 (IFN- α 2), validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, rato, camundongo. Imunogênio recombinante, 22kDa, SWISS P01563.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Interferon alfa 2 (IFN- α 2) mAb de Coelho
Observações/Apelido	IFNA; IFNA2B; IeIF A; IFN-alfaA; IFN-alfa-2; Interferon alfa 2 (IFN- α 2)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3440
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-188 do Interferon alfa 2 humano (IFN- α 2) (NP_000596.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01563
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo