


Anti-Ints10 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Nvr2

Número do item: CM0026917



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a subunidade 10 do complexo integrador humano (INTS10), validado para western blot e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato, ideal para pesquisa de terminação de transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	INTS10 pAb de Coelho
Observações/Apelido	INT10; C8orf35; INTS10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55174
GeneID	55174
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 451-710 do INTS10 humano (NP_060612.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NVR2
Peso da Proteína	82kDa
Envio	Saco com gelo