


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ints10 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nvr2

Número do item: CM0015079



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra INTS10 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para pesquisa do complexo integrador e terminação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	INTS10 Rabbit pAb
Observações/Apelido	INT10; C8orf35; INTS10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55174
GeneID	55174
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 451-710 do INTS10 humano (NP_060612.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NVR2
Peso Proteico	82kDa
Envio	Em saco de gelo