

Anticorpo Monoclonal Anti-Ints11 Para Wb, Elisa - Q5Ta45

Número do item: CM0006222



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra INTS11 humano (subunidade 11 do complexo integrador), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de terminação da transcrição e processamento de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho INTS11
Observações/Apelido	RC68; INT11; RC-68; CPSF3L; CPSF73L; INTS11
Espécie	Humano
GeneID	54973
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 331-600 do INTS11 humano (NP_060341.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5TA45
Peso Proteico	68kDa
Envio	Em saco de gelo