

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ints11 Para Wb, Elisa - Q5Ta45

Número do item: CM0023190



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao INTS11 humano (subunidade 11 do complexo Integrator), adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com amostras humanas, de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-INTS11
Observações/Apelidos	RC68; INT11; RC-68; CPSF3L; CPSF73L; INTS11
Espécie	Humana
GeneID (humano)	54973
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 331-600 do INTS11 humano (NP_060341.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5TA45
Peso Proteico	68kDa
Transporte	Bolsa de gelo