


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Ints4 Para Wb, Ip, Elisa - Q96Hw7

Número do item: CM0031061



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao INTS4 humano (subunidade 4 do complexo Integrador) para aplicações em WB, IP, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb Coelho INTS4
Observações/Apelido	INT4, MST093, INTS4
Espécie	Humano
GeneID	92105
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do INTS4 humano (NP_291025.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96HW7
Peso Proteico	108kDa
Remessa	Bolsa de Gelo