


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ints5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P9B9

Número do item: CM0013227



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra INTS5 humano (Q6P9B9), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com a subunidade 5 do complexo integrador humano e de camundongo, um regulador fundamental do término da transcrição pela RNA polimerase II.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	INTS5 pAb de Coelho
Observações/Alias	INT5; KIAA1698; INTS5
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	80789
ID do Gene	80789
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-400 da INTS5 humana (NP_085131.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q6P9B9
Peso da Proteína	108 kDa
Envio	Bolsa de gelo